

EASYDERM®

Vorbefeuchtete sterile Tücher zur wirksamen Prävention von Infektionen bei chronisch und kritisch kranken Patienten. Erfordert kein Wasser, Spülen oder Trocknen.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Chronisch und kritisch kranke Patienten haben oft eine entzündete, empfindliche, verletzte Haut und sind aufgrund ihrer Grunderkrankungen oder invasiven Überwachung besonders anfällig für im Krankenhaus erworbene Infektionen (HAI). Es ist wichtig, diese Patienten mit Produkten zu behandeln, die Effizienz und Sicherheit gewährleisten. **Easyderm®** ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa, das für die tägliche Körperreinigung und -hydration bei kritischen Patienten und zur wirksamen Vorbeugung von Infektionen geeignet ist. Erfordert kein Wasser, Spülen oder Trocknen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Risikopatienten, wie z. B. Patienten mit folgenden Erkrankungen:

- Ischämische Herzkrankheit
- Zerebrovaskuläre Erkrankung
- Bestrahlungstherapie
- Gastrointestinale Blutungen
- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Ebenfalls gefährdet sind Patienten, die:

- Sich einer grösseren Operation unterzogen haben
- Sich auf der Intensivstation für Erwachsene oder Kinder befinden; dort ist die Häufigkeit von therapieassoziierten Infektionen etwa dreimal so hoch wie auf anderen Abteilungen.

Patienten sind auch gefährdet, wenn sie:

- Mechanisch beatmet werden
- Intubiert sind
- Mit einer invasiven Drainage/einem Katheter
- An Überwachungsgeräte angeschlossen sind



ANWENDUNGSBEREICH:

Gesamter Körper, einschliesslich:

- Chronische Wunden (Dekubitus, Stadium I°-III°);
- Venöse und arterielle Geschwüre;
- Tracheotomie;
- Ano preternaturale;
- PEG oder PEJ;
- Einsetzen von zentralen Venenkathetern;
- Schleimhäute;
- Augen.

INHALTSSTOFFE:

Aloe barbadensis Blattextrakt

Linoleamidopropyl pg-dimonium chloride phosphate (Phospholipid EFA)

Allantoin

TECHNISCHE MERKMALE:

Das Gewebe aus Viskose bieten:

- Hohe Absorptionsfähigkeit von Hautunreinheiten.
- Hohe Dehnungs- und Torsionsfestigkeit, um ein Einreissen des Tuchs zu vermeiden.
- Maximale Weichheit, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Hoher Lösungsgehalt in jedem Tuch.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN:

- Behandlung und Schutz empfindlicher Hautpartien, wie entzündete Haut, Wunden, Augen, Schleimhäute.
- Hoher Gehalt an feuchtigkeitsspendenden Komponenten in pharmazeutischer Qualität, um sicherzustellen, dass die Haut gut befeuchtet bleibt, wodurch Hautentzündungen verhindert oder reduziert werden und der Reepithelisierungsprozess beschleunigt wird.
- Schmerzreduzierung und erhöhte Patientencompliance.
- Keine allergischen Reaktionen in mehr als 17 Verkaufsjahren.
- **Easyderm®** wird in grossen Spitälern und Universitätszentren in Europa verwendet.

KLASSIFIZIERUNG:

Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa

ZERTIFIZIERUNGEN UND UMWELTKONTROLLEN:

Welcare ist zertifiziert:

UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001

Produktionsprozess:

Im Reinraum hergestellt



ARTIKEL-NUMMER:

95604

BESCHREIBUNG:

EASYDERM®

Easyderm® 1 Beutel: 4 Tücher

VERKAUFSEINHEITEN:

1 Karton: 50 Beutel

Literaturverzeichnis:

- G.R.I.D. Gruppo di Ricerca ed Intervento sui Decubiti. un nuovo sistema per l'igiene della persona. Riflessi sulla qualità assistenziale. Istituto Geriatrico Camillo Golgi, Abbiategrasso, Milano
- A. Guaita, A. Carusone, M. Cannata, M. Crivelli, R. Leone, L. Tronconi, G. Carella, La detersione delle ferite con l'utilizzo di un panno preimbibito, Istituto Geriatrico Camillo Golgi, Abbiategrasso, Milano
- Alessandra Mazzoli, La corretta igiene della cute, Italian Hospital Group, Roma
- M. Romanelli, M.S. Bertone, V. Dini, S. Barbanera, C. Brilli, A. De Lorenzo, Safety and efficacy of early intervention with a phospholipid wound cleansing solution in patients with chronic wounds, Wound Healing Research Unit, University of Pisa, Pisa
- H. Basar, Ç. Kaymak, N. Özcan, A. Özcan, A. Turak, Evaluation of formation of the pressure sores and tracheostomy - catheter entrance areas by using "phospholipids containing body cleansing system (Easyderm)" in intensive care patients, Ankara
- Klaus Kaiser, Clinical Trial - Easyderm, Medi GmbH & Co. KG, Bayreuth, Germany

Vertrieb Schweiz



GD

MEDICAL

GLOBOMEDICA

HEMOCARE

Mediq Suisse AG | gd medical | Schwerzistr. 6 | 8807 Freienbach
T +41 (0)55 420 33 55 | F +41 (0)55 420 33 56
www.gdmedical.ch | info@gdmedical.ch

Welcare Industries S.p.A.

Produktionsstandort: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
Geschäftsstelle Mailand: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Geschäftsstelle Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
Eingetragener Firmensitz: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano
www.welcareindustries.com

Revision 00 2022/05

WELCARE
Protecting People - Caring for Nature